

# Premofix® Sunmed tryckbandage



## Premofix® Sunmed Butterfly Pad specialbandage med transparent tryckkudde, för eftervård av punktionshål i femoralis

- + Mycket stabil applicering tack vare långa "vingar"
- + De korsformade vingarna minskar risken för hudirritation, pga mindre tånjbar kraft per cm<sup>2</sup>
- + Exakt tryck-kontroll via uppblåsbar tryckkudde
- + Mjukt laminerad

### Premofix® Sunmed Butterfly Pad

Transparent tryckbandage för punkterade femoralisartärer. 29 x 29 cm  
För engångsbruk.  
Art nr: SM-AP-L-MP  
40 st per kartong