

# Colibri Connector



**Kopplingsstycke med luer-lock för Uribag eller Nefrostomidränage. Steril.**

Art.Nr	Längd	Beskrivning	Antal/fp
10110	10 cm	Fixerad luer-lock	50/fp
10125	25 cm	Fixerad luer-lock	50/fp
10160	160 cm	Fixerad luer-lock	25/fp
10210	10 cm	Roterande luer-lock och kran	50/fp

Material specifikation:

Blå koppling och slang, PVC, Ftalatfri mjukgörare DEHT, CAS nr 6422-86-2.

Luer-kopplingen, ABS, CAS nr 9003-56-9.