

BMN I TYPE Benmärgsaspirationsnål


Benmärgsaspirationsnål för enkel penetration av crista med regulator för olika längder

Egenskaper

- + Dubbelskärande nål (Quincke-typ) för enkel penetration. Med ergonomiskt greppvänligt handtag för säkert och kraftfullt tryck med handflatan
- + Justerbart och löstagbart nålstopp
- + Luer-lock-anslutning för spruta
- + Löstagbar mandräng

Fördelar

- + Säker kontroll av penetrationsdjupet
- + Enkel penetration av cortex
- + Kvalitativt vävnadsprov



Art.Nr	Ø	Längd	Antal/fp
I1407M	14G	09-20-53-70 mm	10
I1408M	14G	19-30-63-80 mm	10
I1507M	15G	09-20-53-70 mm	10
I1508M	15G	19-30-63-80 mm	10
I1510M	15G	39-50-83-100 mm	10
I1607M	16G	09-20-53-70 mm	10
I1610M	16G	39-50-83-100 mm	10
I1807M	18G	09-20-53-70 mm	10
I1810M	18G	39-50-83-100 mm	10

QM-certifierat: UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 13485 2012
Tillverkas i Italien av HS Hospital Service S.p.A

