

TRAP IT Benmärgsbiopsi-set

Den enda nålen för benmärgsbiopsi som fångar hela provet!
Möjligt att utföra cytologisk biopsi även efter histologisk biopsi.

Egenskaper

- + Cylindrisk nål med kronspets, cm-märkning och ergonomiskt handtag med luer-lock-anlutning
- + Löstagbar mandräng med pyramidalspets.
- + Extraktionskanyl med trubbig spets för provhämtning
- + Skydd för nålspetsen för att undvika skada på personal
- + Extra luer-lock-anlutning för cytologaspiration efter biopsi

Fördelar

- + 100% av vävnaden (hård eller mjuk) insamlas
- + Ger 30% mer volym än Jamshidinål
- + Ingen reduktion av provets diameter
- + Även små prover kan hämtas
- + Enkel hantering och ökad patientkomfort



Beskrivande film finns på
www.smpcardio.se

Art.Nr	Ø	Längd	Antal/fp
TRAPIT 0810	8G	100 mm	10
TRAPIT 0815	8G	150 mm	10
TRAPIT 1010	10G	100 mm	10
TRAPIT 1015	10G	150 mm	10
TRAPIT 1110	11G	100 mm	10
TRAPIT 1115	11G	150 mm	10

QM-certifierat: UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 13485 2012
Tillverkas i Italien av HS Hospital Service S.p.A



SMP+ Cardio