



*i*Take®



## **Pinza da recupero rotante**

ROTATABLE RETRIEVAL FORCEPS

**Meditalia®**



# iTake®



Morso dente di topo  
Rat tooth jaws



Morso becco di pellicano  
Pelican jaws



Morso bocca di alligatore  
Alligator jaws



Morso alligatore/dente di topo  
Alligator/rat tooth jaws



Disponibile anche rotante  
Available rotatable

## Meditalia®

### PINZA DA RECUPERO

RETRIEVAL FORCEPS

**Alta performance in termini di presa**  
*High performance in terms of grip*

**Varie tipologie di morso**  
*Various types of jaws*

**Rotazione, aperture e chiusura anche con duodenoscopia per recupero protesi biliari**  
*Rotation, opening and closing also with duodenoscope for biliary stent retrieval*

#### Products info

References	Working length	Sheath diameter	Channel	Sheath	Jaws
MED-115-RET	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	teflon	rat-tooth
MED-116-RET	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	teflon	alligator
MED-117-RET	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	teflon	rat-tooth/alligator
MED-118-RET	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	teflon	pelican
MED-119-RET	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	teflon	5 prongs grasping
MED-177-RET	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	s.steel	rat-tooth
MED-178-RET	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	s.steel	rat-tooth/alligator
MED-179-RET	230 cm	2,3 mm	2,8 mm	s.steel	pelican