




**KIRSCHNER WIRES**  
**KIRSCHNERDRÄHTE**

# Kirschner Wires General Information

## Kirschnerdrähte Allgemeine Informationen

Available diameters /  
Lieferbar sind folgende Durchmesser:



### Minimum diameters

The minimum diameter for 15 mm thread is 1.2 mm  
The minimum diameter for full thread is 1.5 mm  
The standard diameters for loops, axial groove  
and drills are 1.7, 2.0 and 2.4 mm

### Available lengths

Standard lengths are 16 cm and 31 cm  
Other lengths are custom made products and  
exchange is impossible.  
Minimum length 5 cm up to 60 cm in 1 cm steps

### Packing

The wires are packed in plastic tubes to  
10 pieces / tube (non sterile)

### Order quantities

The minimum order quantity is 1 tube with  
10 pieces.

### Material

All wires are manufactured of 1.4441  
(Titan on request)

### Mindestdurchmesser

Der Mindestdurchmesser fuer 15 mm Gewinde ist 1.2 mm  
Der Mindestdurchmesser fuer Vollgewinde ist 1.5 mm  
Die Standarddurchmesser fuer Oesen, Laengsrillen und Bohrer  
sind 1.7, 2.0 und 2.4 mm

### Erhaltliche Laengen

Standardlaengen sind 16 cm und 31 cm  
Andere Laengen sind Sonderanfertigungen und vom  
Umtausch ausgeschlossen.  
Die verfuegbaren Laengen variieren zwischen 5 cm und 60 cm.  
(in 1 cm Schritten)

### Verpackung

Die Draehte werden in Plastikroehrchen zu 10 Stueck verpackt.  
Die Lieferung erfolgt generell unsteril.

### Bestellmengen































Die Mindestbestellmenge ist 1 Roehrchen zu 10 Stueck / Sorte

### Material

Alle Draehte werden aus Werkstoff 1.4441 hergestellt.  
(Titandraehte sind auf Anfrage lieferbar)





























# Kirschner Wires Item-Code

## Kirschnerdrähte Nummern-System

		Code		
Trocar-Flat		01		Trokar-Flach
Trocar-Round		02		Trokar-Rund
Trocar-Trocar		03		Trokar-Trokar
Trocar-3-sided		04		Trokar-3kant
Trocar-4-sided		05		Trokar-4kant
Trocar-Flat with drill		06		Trokar-Flach mit Loch
Trocar-Flat, threaded 15 mm		12		Trokar-Flach mit 15 mm Gewindeansatz
Trocar-Round, threaded 15 mm		13		Trokar-Rund mit 15 mm Gewindeansatz
Trocar-Trocar, threaded 15 mm each side		14		Trokar-Trokar mit 15 mm Gewindeansatz
Trocar-3-sided, threaded 15 mm		15		Trokar-3kant mit 15 mm Gewindeansatz
Trocar-Flat, threaded full length		17		Trokar-Flach mit ganzem Gewinde
Trocar-Round, Threaded		18		Trokar-Rund mit ganzem Gewinde
Trocar-Trocar, Threaded		19		Trokar-Trokar mit ganzem Gewinde
Round-Round (Bundel-Nail)		25		Rund-Rund (Hackethal-Buendelnagel)
Lancet-Flat		31		Lanzette-Flach

# Kirschner Wires Item-Code


## Kirschnerdrähte Nummern-System

		Code		
Lancet-Round		32		Lanzette-Rund
Lancet-Lancet		33		Lanzette-Lanzette
Lancet-3-sided		34		Lanzette-3kant
Lancet-4-sided		35		Lanzette-4kant
Lancet-Flat with drill		36		Lanzette-Flach mit Loch
Lancet-Round with drill		37		Lanzette-Rund mit Loch
Lancet-Lancet one drill on each side		38		Lanzette-Lanzette mit je einem Loch
Lancet with drill-trocar		39		Lanzette mit Loch - Trocar
Lancet-Trocar		40		Lanzette-Trocar
Lancet-Lancet threaded 15 mm		42		Lanzette-Lanzette mit je 15 mm Gewindeansatz
Trocar, knurled lengthwise-Round		44		Trocar laengsgeraendelt - Rund
Trocar, knurled lengthwise- Special-Eyelet		45		Trocar, laengsgeraendelt - Spezialoese
Drill-tip-Round		46		Bohransatz - Rund
Drill-tip - Special-Eyelet		47		Bohransatz - Spezialoese

# Kirschner Wires Item-Code

## Kirschnerdrähte Nummern-System

Create the article-number  
Finden Sie die Artikelnummer



Kirschner Wire steel 1.4441, Diam. 1,8 mm, Trocar-Flat, 160 mm long  
Kirschner Draht Stahl 1.4441 Durchmesser 1,8 mm, Trokar-Flach, 160 mm lang

## Knochendraht / Soft-Wire



All wires are manufactured  
of 1.4441 (soft)

Werkstoff 1.4441  
(Implantatstahl weich)

Roll per 10 meter  
Rolle je 10 Meter

12-11200-02	Knochendraht / Soft-Wire	10 m	0,2 MM
12-11200-03	Knochendraht / Soft-Wire	10 m	0,3 MM
12-11200-04	Knochendraht / Soft-Wire	10 m	0,4 MM
12-11200-05	Knochendraht / Soft-Wire	10 m	0,5 MM
12-11200-06	Knochendraht / Soft-Wire	10 m	0,6 MM
12-11200-07	Knochendraht / Soft-Wire	10 m	0,7 MM
12-11200-08	Knochendraht / Soft-Wire	10 m	0,8 MM
12-11200-09	Knochendraht / Soft-Wire	10 m	0,9 MM
12-11200-10	Knochendraht / Soft-Wire	10 m	1,0 MM
12-11200-12	Knochendraht / Soft-Wire	10 m	1,2 MM
12-11200-15	Knochendraht / Soft-Wire	10 m	1,5 MM
12-11200-18	Knochendraht / Soft-Wire	10 m	1,8 MM
12-11200-20	Knochendraht / Soft-Wire	10 m	2,0 MM

Titan on request  
Titan auf Anfrage

## Bohrdrahtspender / Kirschner wire tubes

---



Total Length 12 cm  
Gesamtlänge 12 cm

12-12860-08	Bohrdrahtspender kurz für 0,8 mm Draht
12-12860-10	Bohrdrahtspender kurz für 1,0 mm Draht
12-12860-12	Bohrdrahtspender kurz für 1,2 mm Draht
12-12860-14	Bohrdrahtspender kurz für 1,4 mm Draht
12-12860-15	Bohrdrahtspender kurz für 1,5 mm Draht
12-12860-18	Bohrdrahtspender kurz für 1,8 mm Draht
12-12860-20	Bohrdrahtspender kurz für 2,0 mm Draht
12-12860-22	Bohrdrahtspender kurz für 2,2 mm Draht
12-12860-25	Bohrdrahtspender kurz für 2,5 mm Draht
12-12860-30	Bohrdrahtspender kurz für 3,0 mm Draht

## Bohrdrahtspender / Kirschner wire tubes

---



Total Length 17 cm  
Gesamtlänge 17 cm

12-12861-08	Bohrdrahtspender mittel für 0,8 mm Draht
12-12861-10	Bohrdrahtspender mittel für 1,0 mm Draht
12-12861-12	Bohrdrahtspender mittel für 1,2 mm Draht
12-12861-14	Bohrdrahtspender mittel für 1,4 mm Draht
12-12861-15	Bohrdrahtspender mittel für 1,5 mm Draht
12-12861-18	Bohrdrahtspender mittel für 1,8 mm Draht
12-12861-20	Bohrdrahtspender mittel für 2,0 mm Draht
12-12861-22	Bohrdrahtspender mittel für 2,2 mm Draht
12-12861-25	Bohrdrahtspender mittel für 2,5 mm Draht
12-12861-30	Bohrdrahtspender mittel für 3,0 mm Draht



## Bohrdrahtspender / Kirschner wire tubes

---



Total Length 33 cm  
Gesamtlänge 33 cm

12-12862-08	Bohrdrahtspender lang für 0,8 mm Draht
12-12862-10	Bohrdrahtspender lang für 1,0 mm Draht
12-12862-12	Bohrdrahtspender lang für 1,2 mm Draht
12-12862-14	Bohrdrahtspender lang für 1,4 mm Draht
12-12862-15	Bohrdrahtspender lang für 1,5 mm Draht
12-12862-18	Bohrdrahtspender lang für 1,8 mm Draht
12-12862-20	Bohrdrahtspender lang für 2,0 mm Draht
12-12862-22	Bohrdrahtspender lang für 2,2 mm Draht
12-12862-25	Bohrdrahtspender lang für 2,5 mm Draht
12-12862-30	Bohrdrahtspender lang für 3,0 mm Draht



**RfQ-Medizintechnik GmbH & Co. KG**

Bruderhofstrasse 10-12

D-78532 Tuttlingen

Telefon +49(0)7461/96170

Telefax +49(0)7461/961720

E-Mail: [info@rfq.de](mailto:info@rfq.de)

Internet: <http://www.rfq.de>