

# PRECISA® tru-cut biopsipistol


Halvautomatisk tru-cut biopsipistol för vävnadsprov. Med stabilt ergonomiskt enhandsgrepp och möjlighet till 10 mm resp. 20 mm prov och flera biopsier.

## Egenskaper


- + Avtagbar kanyl med avståndsmarkeringar och luer-lock-koppling för flera biopsier, biopsier vid CT och med dubbelslipad whistle tip för synligt prov, 10 resp. 20 mm.
- + Extra mandräng med pyramidalspets för positionering vid CT och Ulj-markör
- + Stöd för sterotaktisk biopsi

Art.Nr	Ø	Längd	Antal/fp
PRE 1307	13G	70mm	no stylet 10
PRE 1310	13G	100mm	no stylet 10
PRE 1407	14G	70mm	10
PRE 1410	14G	100mm	10
PRE 1415	14G	150mm	10
PRE 1420	14G	200mm	10
PRE 1610	16G	100mm	10
PRE 1615	16G	150mm	10
PRE 1620	16G	200mm	10
PRE 1625	16G	250mm	10
PRE 1807	18G	70mm	10
PRE 1810	18G	100mm	10
PRE 1815	18G	150mm	10
PRE 1820	18G	200mm	10
PRE 1825	18G	250mm	10
PRE 1920	19G	200mm	10
PRE 2010	20G	100mm	10
PRE 2015	20G	150mm	10
PRE 2020	20G	200mm	10

QM-certifierat: UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 13485 2012  
Tillverkas i Italien av HS Hospital Service S.p.A




Stöd för sterotaktisk biopsi




Tru-cut



Kanyl med whistle tip



Extern avtagbar kanyl



Halvautomatisk för histologisk biopsi med säkerhetsspär