



Pinze per Biopsia

Biopsy Forceps

Destinazione d'uso

Pinze biottiche monouso utilizzate per il prelievo di tessuto gastrointestinale durante procedure endoscopiche.

Indications

Disposable biopsy forceps used for the withdrawal of the gastrointestinal tissue during endoscopy procedures.

Caratteristiche

Ovali fenestrate.
Versione con ago.
Guaina in teflon.
Manico a 3 anelli.
Confezione sterile monouso.
Box da 10 pz.

Features

Fenestrated oval cup.
Available with spike.
Sheath in teflon.
3 ring handle.
Packaged sterile for single use.
10 pcs per box

Products info

References	Sheath diameter	Channel	Working length	Spike	Sheath	Cup shape
MED-109-FOR	2,3 mm	2,8 mm	230 cm	•	teflon	oval
MED-110-FOR	2,3 mm	2,8 mm	230 cm		teflon	oval
MED-111-FOR	2,3 mm	2,8 mm	160 cm	•	teflon	oval
MED-112-FOR	2,3 mm	2,8 mm	160 cm		teflon	oval
MED-113-FOR	3,0 mm	3,4 mm	230 cm		teflon	oval
MED-114-FOR	1,8 mm	2,0 mm	160 cm		teflon	oval