


Basket monouso in nitinol

Disposable nitinol extraction basket



Basket 8 fil in nitinol dormia
8 wire dormia nitinol basket



Basket 8 fil in nitinol esagonale
8 wire hexagonal nitinol basket



Basket 4 fil in nitinol esagonale
4 wire hexagonal nitinol basket



Basket 4 fil in nitinol dormia
4 wire dormia nitinol basket

Destinazione d'uso

Cestelli utilizzati per la rimozione di polipi e corpi estranei durante procedure di endoscopia.

Indications

Basket used for retrieval of polyps and foreign bodies during endoscopy procedures.



Versione rotante 360°.
Ottima forza radiale.
Sicurezza e memoria di forma.
Caterere in acciaio inox intrecciato che garantisce un'ottima flessibilità.
Morfologia a 4 fili.
Attacco LL per lavaggio.
Versione a 8 fili.
Confezione sterile monouso.
Box da 10 pz.



360° Rotatable version.
Excellent radial force.
Security and memory shape.
Catheter in braided stainless steel that guarantees excellent flexibility.
Morphology 4 wires
With LL washing port.
8 wire version.
Packaged sterile for single use.
10 pcs. per box.

Products info

References	Working length	Sheath diameter	Basket	Basket diameter	Channel
MED-140-BAS	210 cm	2,3 mm	4 wire dormia	20 mm	2,8 mm
MED-141-BAS	210 cm	2,3 mm	4 wire dormia	30 mm	2,8 mm
MED-142-BAS	210 cm	2,3 mm	4 wire hexag	20 mm	2,8 mm
MED-143-BAS	210 cm	2,3 mm	4 wire hexag	30 mm	2,8 mm
MED-147-BAS	210 cm	1,8 mm	8 wire hexag	20 mm	2,0 mm
MED-148-BAS	210 cm	2,3 mm	8 wire hexag	30 mm	2,8 mm
MED-149-BAS	210 cm	2,3 mm	8 wire dormia	30 mm	2,8 mm