

Premofix® Angio Closure Pad



Specialbandage med transparent tryckkudde, för eftervård av punktionshål i femoralis

- ✚ Mycket stabil applicering tack vare sina "vingar"
- ✚ De korsformade vingarna minskar risken för hudirritation, pga mindre tänjbar kraft per cm²
- ✚ Exakt tryck-kontroll via uppblåsbar tryckkudde
- ✚ Mjukt laminerad

Premofix® Angio Closure Pad

Självhäftande tryckbandage med uppblåsbar ballong för stängning av femoralispunktion.

29 x 16 cm

För engångsbruk.

Art nr: DVAP-L1

20 st per kartong



SMP+ Cardio

EC REP Andanza